

# ◆ CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE SECRETAN

44 Rue BOURET – 75019 PARIS

Tél. : 01 42 06 22 00



IRM - Scanner - Radiologie - Mammographie - Dentaire - Doppler -  
Vasculaire - Echographie - Interventionnel - Ostéodensitométrie

*SCANCORO: PDL: 842.21 mGy.cm*

*60 mL de IOMERON 400ML (n°lot 6B08355)*

*GEMAXIMA REVOLUTION - Classe IIbCBDMG2300077H. Mise en service le 01/07/2023.*

Paris le 04/05/2026

Dr MENSOUS LOUNES

BEN JAAFAR,AHMED,21/09/1958

## Coroscanner

### Indication :

Contrôle préopératoire d'angioplastie coronarienne.

### Technique :

Acquisitions sans injection sur le massif cardiaque en mode score calcique

Acquisition au temps artériel avec gating cardiaque en mode prospectif.

Prémédication par 5 mg de Ténormine IV, bien tolérée et Natispray (deux bouffées).

### Résultat :

L'examen est de bonne qualité.

Le score calcique coronarien est mesuré à 205 UA, ce qui correspond au 50<sup>ème</sup> percentile pour la classe d'âge et le sexe.

### Artères coronaires :

Pas d'anomalie de naissance ou de trajet des artères coronaires.

Dominance coronaire droite.

**Tronc commun :** normal. Il donne une IVA et une circonflexe.

**IVA :** nombreuses plaques calcifiées proximales non sténosantes évaluée à moins de 20 %.

**Première diagonale :** normale.

**2e diagonale :** plaque calcifiée ostiale sténosante évaluée à 60 %.

**Circonflexe :** plaque calcifiée proximale non sténosante évaluée à moins de 30 %. Elle donne des branches marginales perméables, sans sténose ni plaque proximale.

**Coronaire droite :** plaque mixte du génus supérieur et du segment 2, non sténosante, évaluée à moins de 20 %. Elle donne une IVP et une RVG perméables sans sténose ni plaque proximale.

### Charge athéromateuse globale

La charge athéromateuse globale est classée P3 selon CADRADS 2.0.

Pour accéder à vos images et votre compte-rendu :

<https://gxd5.scanirm-secretan.fr:8443/patient>

Identifiant : 991888.52609

Mot de passe : JJ/MM/AAAA

# ◆ CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE SECRETAN

44 Rue BOURET – 75019 PARIS

Tél. : 01 42 06 22 00



IRM - Scanner - Radiologie - Mammographie - Dentaire - Doppler -  
Vasculaire - Echographie - Interventionnel - Ostéodensitométrie

**Tableau II.** Méthode d'évaluation de la charge athéromateuse globale, *modifier P.* Comme il n'existe pas actuellement de méthode unique pour identifier la quantité totale de plaque, la classification CAD-RADS recommande que les imageurs choisissent la technique considérée comme la plus appropriée dans un établissement donné.

Charge athéromateuse globale	Score calcique	SIS	Analyse visuelle
P1	1-100	2	1-2 vaisseaux avec infiltration modérée
P2	101-300	3-4	1-2 vaisseaux avec infiltration moyenne ou 3 vaisseaux avec infiltration modérée
P3	301-999	5-7	3 vaisseaux avec infiltration moyenne ou 1 vaisseau sévèrement infiltré
P4	> 1 000	8	2-3 vaisseaux sévèrement infiltrés

*Les catégories ne correspondent pas toujours entre les différents scores; en cas de divergence, utiliser le score calcique CAC (coronary artery calcium).*

*CAD-RADS 0 indique l'absence de sténose ou de plaque, donc P0 n'est pas nécessaire comme classe.*

*SIS: segment involvement score.*

## Autre

Pas d'anomalie morphologique cardiaque. Péricarde fin.

Valve aortique non calcifiée.

Aorte ascendante de calibre normal.

Aorte descendante de calibre normal.

Aorte abdominale sus-rénale de calibre normal.

Pas d'anomalie pleurale ou parenchymateuse pulmonaire dans la limite du champ d'exploration.

## Conclusion :

**Score calcique coronarien mesuré à 205 UA plaçant le patient au 50 e percentile pour l'âge et le sexe, avec un risque modéré d'événement cardiovasculaire à 10 ans.**

**Sur un réseau coronarien de dominance droite, athérome modéré, avec sténose ostiale intermédiaire de la 2e diagonale évaluée à 50 %, classé CAD-RADS 3 P3.**

**Intérêt de confronter à un test fonctionnel.**

*Résumé CAD RADS pour l'angor stable :*

Pour accéder à vos images et votre compte-rendu :

<https://gxd5.scanirm-secretan.fr:8443/patient>

Identifiant : 991888.52609

Mot de passe : JJ/MM/AAAA







# ◆ CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE SECRETAN

44 Rue BOURET – 75019 PARIS

Tél. : 01 42 06 22 00



IRM - Scanner - Radiologie - Mammographie - Dentaire - Doppler - Vasculaire - Echographie - Interventionnel - Ostéodensitométrie

Classe	Degré maximal de sténose	Investigation complémentaire suggérée	Prise en charge proposée
<b>CAD-RADS 0</b>	Pas de plaque ni sténose (0 %) 	Aucun	Réassurance Considérer des causes non athéromateuses à l'origine des symptômes
<b>CAD-RADS 1</b>	Sténose minimale (1-24 %) 	Aucun	Considérer des causes non athéromateuses à l'origine des symptômes P1 ou P2 : considérer la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire ± traitement médicamenteux préventif P3 ou P4 : prise en charge agressive des facteurs de risque cardiovasculaire y compris avec un traitement médicamenteux
<b>CAD-RADS 2</b>	Sténose modérée (25-49 %) 	Aucun	Considérer des causes non athéromateuses à l'origine des symptômes P1 ou P2 : considérer la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire ± traitement médicamenteux préventif P3 ou P4 : prise en charge intensive des facteurs de risque cardiovasculaire y compris avec un traitement médicamenteux
<b>CAD-RADS 3</b>	Sténose moyenne (50-69 %) 	Évaluation fonctionnelle	P1 à P4 : prise en charge intensive des facteurs de risque cardiovasculaire y compris avec un traitement médicamenteux
<b>CAD-RADS 4</b>	A. Sténose (70-99 %) ou B. Tronc commun ≥ 50 % ou coronaropathie tritronculaire (≥ 70 %) 	A. Évaluation fonctionnelle ou coronarographie B. Coronarographie	P1 à P4 : prise en charge intensive des facteurs de risque cardiovasculaire y compris avec un traitement médicamenteux Revascularisation selon les recommandations
<b>CAD-RADS 5</b>	Occlusion totale (100 %) 	Coronarographie, évaluation fonctionnelle Évaluation de la viabilité	P1 à P4 : prise en charge intensive des facteurs de risque cardiovasculaire y compris avec un traitement médicamenteux Revascularisation selon les recommandations
<b>CAD-RADS N</b>	Non diagnostique	Examen alternatif	

Docteur Naima CHERGUI

Pour accéder à vos images et votre compte-rendu :

<https://gxd5.scanirm-secretan.fr:8443/patient>

Identifiant : 991888.52609

Mot de passe : JJ/MM/AAAA

◆ CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE SECRETAN

44 Rue BOURET – 75019 PARIS

Tél. : 01 42 06 22 00



IRM - Scanner - Radiologie - Mammographie - Dentaire - Doppler -  
Vasculaire - Echographie - Interventionnel - Ostéodensitométrie

IDENTITE NATIONALE DE SANTE (INS)

N.Nais : BEN JAAFAR  
DDN : 21/09/1958  
INSEE Nais : 99351

Pr.Nais : AHMED  
S : M  
N.Matricule INS (NIR) : 158099935111833



INS non signée

Pour accéder à vos images et votre compte-rendu :

<https://gxd5.scanirm-secretan.fr:8443/patient>

Identifiant : 991888.52609

Mot de passe : JJ/MM/AAAA